

Campylobacter agar, bez krve (základ)

Modified CCDA; Pro izolaci bakterií *Campylobacter jejuni*, *Campylobacter coli* a *Campylobacter laridis* v potravinách, klinických a dalších vzorcích

Technické parametry

pH:	7,4 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g peptonu z kaseinu; 10 g masového extraktu; 5 g chloridu sodného; 3 g hydrolyzátu kaseinu; 4 g bakteriologického uhlí; 1 g deoxycholátu sodného; 0,25 g síranu železnatého; 0,25 g pyruvátu sodného; 12 g agaru
Aplikace:	45,5 g na 1 litr agaru, po ochlazení přidat rekonstituovaný Campylobacter Supplement (R.4857.1) - 2 vialky (2 × 5 ml)

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.5756.1

Synonymum: Campy-Selective-Bloodfree-Medium, Bolton-Agar, Blood-free CCDA, Modified CCDA (Modifikované složení media podle Boltona (Bolton et al., (1984) Clin. Microbiol. 19: 169-171). Krev je v něm nahrazena aktivním uhlím, pyruvátem sodným a síranem železnatým.)