

Refraktometr ruční | A. KRÜSS

Jednoduché refraktometry s automatickou teplotní kompenzací pro vymezenou oblast koncentrací

- Automatická kompenzace umožňuje přímo na stupnici odečítat teplotně korigované hodnoty



Ruční refraktometr

Model	Rozsah	Přesnost	Použití	Katalogové číslo
HRB10-T	0-10 % Brix	±0,1 % Brix	obsah cukru v ovoci, mošttech a potravinách	Q580110
HRB18-T	0-18 % Brix	±0,1 % Brix	obsah cukru v ovoci, mošttech a potravinách	Q581018
HRB32-T	0-32 % Brix	±0,2 % Brix	obsah cukru v ovoci, mošttech a potravinách	Q581332
HRB62-T	28-62 % Brix	±0,2 % Brix	technické kapaliny, oleje, tuky a mazadla	Q581362
HRB82-T	45-82 % Brix	±0,2 % Brix	vysoce koncentrované roztoky cukrů chemické a technické kapaliny, oleje, tuky a mazadla	Q581182
HRB92-T	58-92 % Brix 38-43 °Bé 12-27 %	±0,5 % Brix ±0,5 °Bé ±0,5 %	vysoce koncentrované roztoky cukrů oleje, tuky a mazadla obsah vody v medu (12-27 %)	Q585892
HRS28-T	0-28 %	±0,2 %	obsahu soli (NaCl) v kapalinách (mořská voda, nápoje a konzervační látky)	Q580028
HRO32-T	0-32 % Brix 30-130 °Oe 4,4-19 %	±0,2 % Brix ±1 °Oe ±0,1 %	analýza hroznového moštu obsah alkoholu v nápojích (4,4-19 %)	Q582332

Refraktometry dodáváme v pouzdře s přepočítávacími tabulkami