

Sterclin® páska pro indikaci sterilizace

Samolepicí páska s barevnou změnou pro parní sterilizaci

- Změna barvy indikačního pásku ze světle zelené na tmavě hnědou/černou pro indikaci úspěšně proběhlé sterilizace
- Ke změně dojde po vystavení materiálu nasycené páře po dobu 10 min při 121 °C, příp. po 2 min při 134 °C

Technické parametry

Tloušťka materiálu: 0,17 mm

Průměr: 76 mm



Sterclin® páska pro indikaci sterilizace

Materiál	Barva	Šířka pásky (mm)	Délka (m)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Papír	běžová	19	50	1	R.HXE6.1
Krepový papír	běžová	25	50	1	R.HXE7.1
Voděodolný krepový papír	modrá	19	50	1	R.HXE8.1