

PDF vygenerováno: 27.5.2019 11:33:06

Katalog / Laboratorní přístroje / Mikroskopy a lupy / Lupy

Lupa stolní s osvětlením VarioLEDflex

Stolní kombinovaná LED lampa a lupa na ohebném stojanu

- Nezkreslující asférická lehká lupa z PMX s keramickým potahem cera-tec® odolná proti poškrábání
- Osvětlení bez stínů, přepínání mezi kruhovým a segmentovým osvětlením pro kontrolu povrchových struktur
- Přesné nastavení pozice díky pružnému stojanu typou " husího krku" s možností naklánění čočky
- Bezpečné upevnění k desce stolu šroubovací svorkou



Zvětšení	2,5 x (6 dioptrií)
Průměr čočky	76 mm
Osvětlení	6 000 lx (při pracovní vzdálenosti 15 cm)
Počet LED diod	63
Příkon	5 W
Barva světla	> 6 000 K (studená bílá)
Životnost LED diod	přibližně 50 000 hod
Délka ramene	350 mm
Max. tloušťka desky stolu	60 mm
Napájení	110-230 V, 50-60 Hz

Popis	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
Stolní lupa se svorkou	R.AEA3.1	11 550,00

Lupu dodáváme s univerzálním síťovým adaptérem a robustní ocelovou svorkou