

PDF vygenerováno: 4.7.2020 16:42:55

Katalog / Life Science / Histologie / Montáž / Hydrofilní montovací média pro mikroskopii

Roti[®]-Mount FluorCare DAPI

Vodné montovací médium s DAPI, pro fluorescenční mikroskopii

- Vodné montovací médium s činidlem, zabraňujícím vyblednutí preparátů
- Obsahuje DAPI, umožňuje tedy montování a kontrastní barvení jader zároveň
- DAPI má excitační maximum při 359 nm a emisní maximum při 461 nm
- Roztok je dostupný i ve variantě s propidiumjodidem ([R.HP21.1](#)) či bez barviv ([R.HP19.1](#))



Roti-Mount FluorCare DAPI

Vzhled	Čirá viskózní tekutina			
Popis	Balení	Obal	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
Roti-Mount FluorCare DAPI, pro fluorescenční mikroskopii	15 ml	lahvička s kapátkem	R.HP20.1	2 158,00

Skladujte ve tmě při +4 °C.