

PDF vygenerováno: 18.1.2019 2:46:44

Katalog / Life Science / Mikrobiologie / Kultivační média pro mikrobiologii předpřipravená / Kontaktní agary pro analýzy povrchů

Roti®-ContiPlates

Kontaktní agarové plotny se sterilním kulturním médiem pro mikrobiologické analýzy povrchů

- Agarové misky po několik sekund přitlačte na testovaný povrch, poté je uzavřete víčkem a nechte inkubovat
- Misky mají průměr 60 mm, aplikace je velmi jednoduchá, agar je vyklenutý, a proto vhodný pro testování povrchů
- Na spodní straně ploten je mřížka, která usnadňuje interpretaci výsledků
- Misky se dají vyjmout z balení jednotlivě, aniž by došlo ke kontaminaci ostatních




Kontaktní agarové plotny s

Kat. č.	Zkratka	Agar	Aplikace
9630	PCA	Plate-Count-Agar	Detekce všech patogenů
9631	VRBD	Violet-červeně-žluč agar s glukózou	Enterobakterie
9632	RBC	Červeně Bengálská agar s chloramphenicolem	Kvasinky a plísňe
9633	Sab4Plus	Sabouraud 4 % glukóza agar s chloramphenicolem	Kvasinky a houby
9634	TSA-Letheen	CASO agar s Lecitinem/Polysorbátem 80	Detekce všech patogenů po dezinfekci

Roti®-ContiPlate VRBD

Pro detekci enterobakterií na površích



Roti®-ContiPlate VRBD

Teplota skladování	+4-15 °C
--------------------	----------

Popis	Balení	Obal	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
sterilní, pro mikrobiologii	30 ks	krabice	R.9631.1	1 653,00

Chraňte před mrazem!

Roti®-ContiPlate RBC

Pro detekci kvasinek a plísní na površích



Bezp. věty (GHS)	H318
Teplota skladování	+4-15 °C

Popis	Balení	Obal	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
sterilní, pro mikrobiologii	30 ks	krabice	R.9632.1	1 653,00

Chraňte před mrazem!

Roti®-ContiPlate PCA

Pro detekci bakterií na površích



Teplota skladování	+4-15 °C
--------------------	----------

Popis	Balení	Obal	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
sterilní, pro mikrobiologii	30 ks	krabice	R.9630.1	1 653,00

Chraňte před mrazem!

Roti®-ContiPlate Sab4plus

Pro selektivní detekci kvasinek a patogenních hub na površích





Teplota skladování	+4-15 °C
--------------------	----------

Popis	Balení	Obal	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
sterilní, pro mikrobiologii	30 ks	krabice	R.9633.1	1 653,00

Chraňte před mrazem!

Roti®-ContiPlate TSA-Letheen

Pro detekci mikroorganismů na vydezinfikovaných površích



Bezp. věty (GHS)	H319
Teplota skladování	+4-15 °C

Popis	Balení	Obal	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
sterilní, pro mikrobiologii	30 ks	krabice	R.9634.1	1 653,00

Chraňte před mrazem!