


PDF vygenerováno: 24.6.2019 17:14:08

Katalog / Life Science / Elektroforéza - chemikálie

Netoxická barviva MIDORI^{GREEN} Advance a Direct

Netoxická a méně mutagenní alternativa k ethidiumbromidu a jiným škodlivým barvivům, která umožňuje detekci i pod viditelným světlem.

- Bezpečná alternativa k ethidiumbromidu
- Detekce jak v ultrafialové tak ve viditelné oblasti za použití Blue/Green LED transiluminace
- Srovnatelná senzitivita s ethidiumbromidem
- Advance verze pro in-gel i post-staining, Direct verze pro aplikaci přímo do vzorku (vyšší kontrast proti pozadí)
- Umožňuje lepší využití pro downstream (následné) aplikace díky vazbě na backbone DNA namísto interkalace
- Verze Advance také dostupná v tabletách obsahující barvivo a agarózu
- Pro barvení DNA/RNA



Specifikace	Použití	Balení	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
MIDORI ^{GREEN} Advance	post-staining in-gel staining	1 ml	N130704	1 705,00
MIDORI ^{GREEN} Direct	aplikace do vzorku		N130706	1 705,00
MIDORI ^{GREEN} Advance Agaróзовые tablety	příprava agaróзовého gelu z tablety již obsahující barvivo Advance	100 tablet	N010711	2 760,00
MIDORI ^{GREEN} Advance TBE Agaróзовые tablety	příprava agaróзовého gelu z tablety již obsahující barvivo Advance a pufr	75 tablet	N010709	3 960,00
MIDORI ^{GREEN} Advance TAE Agaróзовые tablety			N010710	3 560,00