

PDF vygenerováno: 29.1.2020 19:57:25

Katalog / Laboratorní sklo a porcelán / Pipety a kapiláry

Kapiláry minicaps®

Jednorázové kapiláry pro odměřování mikro objemů, bez rysky

- Neheparizované
- Barevně označený dávkovací uzávěr pro snadné vyjmutí



Materiál	DURAN®
Plnění	"end-to-end"
Přesnost	1%

Objem (μl)	Délka (mm)	Balení (ks)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
0,5	30-32	10 x 100	H900100	1 849,00
1			H900101	1 849,00
2			H900102	1 849,00
3			H900103	1 849,00
4			H900104	1 849,00
5			H900105	1 849,00
10			H900110	1 849,00
20	30 ±0,5		H900120	1 849,00
25	30-32		H900125	1 849,00
30			H900130	1 849,00
40	30 ±0,5		H900140	1 849,00
50			H900150	1 849,00
100			H900199	1 849,00
3,33	36		H901133	1 865,00
6,66	72	H901166	1 865,00	