

PDF vygenerováno: 16.2.2020 20:21:58

 Katalog / Pipetování a dávkování / **Dávkovače, byrety, odsávače**

Dávkovač Dispensette S Organic Analog a Digital | BRAND

Odolné dávkovače pro organická rozpouštědla a další kapaliny v objemech od 0,1 do 100 ml

- Ideální pro dávkování agresivních chemikálií a organických rozpouštědel (tabulka chemické odolnosti v brožurě v sekci "Ke stažení")
- Dávkovací hlava otočná o 360°, závit pro nasazení na láhev s hrdlem GL45
- Materiály v kontaktu s dávkovaným médiem: borosilikátové sklo, keramika z oxidu hlinitého, tantal, ETFE, FEP, PFA, PTFE a PP
- Snadné odečítání, nastavení objemu a kalibrace dle ISO 9001 a GLP
- Modely Dispensette S Organic Analog - rychlé a přesné nastavení dávkovaného objemu pomocí posuvníku
- Modely Dispensette S Organic Digital - číselné nastavení objemu umožňuje přesné a reprodukovatelné dávkování



Dispensette S Organic Analog



Dispensette S Organic Digital

Objem (ml)	Dělení model Analog (ml)	Dělení model Digital (ml)	Přesnost (\pm μ l)	Adaptéry na uzávěry lahví součástí balení
0,5 - 5	0,1	0,02	25	GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40
1 - 10	0,2	0,05	50	GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40
2,5 - 25	0,5	0,1	125	GL 32-33, GL 38, S 40
5 - 50	1	0,2	250	GL 32-33, GL 38, S 40
10 - 100	1	-	500	GL 32-33, GL 38, S 40

Model	Rozsah (ml)	Dispensette S Organic Analog		Dispensette S Organic Digital	
		Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
Bez recirkulačního ventilu	0,5 - 5	P463013	8 385,00	P463033	9 691,00
	1 - 10	P463014	8 385,00	P463034	9 691,00
	2,5 - 25	P463015	10 965,00	P463035	12 336,00
	5 - 50	P463016	12 051,00	P463360	13 326,00
	10 - 100	P463017	16 228,00		-
S recirkulačním ventilem	0,5 - 5	P463113	9 660,00	P463133	10 903,00
	1 - 10	P463114	9 660,00	P463134	10 903,00
	2,5 - 25	P463115	12 274,00	P463135	13 549,00
	5 - 50	P463116	13 072,00	P463361	14 504,00

10 - 100

P463117

17 339,00

-

V případě zájmu vám zašleme nabídku i na dávkovače s fixním objemem, kontaktujte nás.