

PDF vygenerováno: 20.2.2019 20:14:15

Katalog / Laboratorní plastik / Stříčky

Stříčka širokohrdlá PE s potiskem | BRAND

Potisk v AJ a NJ: název, vzorec, CAS číslo, NPFA kód a příslušné symboly nebezpečnosti

- Výtoková trubička a víčko z jednoho kusu
- Ventilek s kovovou kuličkou zabraňuje vzniku přetlaku v nádobce a odkapávání - pouze stříčky pro organická rozpouštědla



Materiál	PE
----------	----

Nápis	Barva víčka	Balení (ks)	250 ml		500 ml	
			Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
Dest. voda	bílá	1	P144018	162,00	P144024	189,00
Aceton	červená		P144019	162,00	P144025	189,00
Methanol	zelená		P144020	162,00	P144026	189,00
Isopropanol	modrá		P144021	162,00	P144027	189,00
Ethanol	oranžová		P144022	162,00	P144028	189,00