

PDF vygenerováno: 13.12.2018 20:04:42

Katalog / Laboratorní plastik / Stojánky / Na zkumavky

Stojánek UniRack | SIMPORT

Oboustranný stojánek pro zkumavky a mikrozkušavky

- Jedna strana pro zkumavky a mikrozkušavky o průměru 10 až 12 mm
- Druhá strana pro mikrozkušavky 0,2 a 0,5 ml
- Stojánky lze spojovat pomocí speciálních spojek
- Snímatelná boční držadla fixují stojánky nad sebou
- Průhledné víčko s výstupky umožňuje stavět bezpečně stojánky na sebe



Stojánek UniRack

Materiál	PP
Kapacita jedné strany	80 zkumavek průměru 10 až 12 mm (zkumavky 10 x 75 mm a 12 x 75 mm, zamrazovací zkumavky 1 až 5 ml, mikrozkušavky 1,5 a 2,0 ml a mikrozkušavky se šroubovacími víčky 0,5 1,5 a 2,0 ml)
Kapacita druhé strany	60 mikrozkušavek 0,2 a 0,5 ml
Rozměry	67 x 223 x 27 mm (výška s bočními držadly 63 mm)
Prostor mezi stojánky	25 mm (stojánky s držadly postavené na sobě)

Popis	Barva	Balení (ks)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
Stojánek UniRack	modrá	1	U500800.M	94,00
	zelená		U500800.Z	94,00
	oranžová		U500800.O	94,00
	růžová		U500800.P	94,00
	červená		U500800.R	94,00
	žlutá		U500800.Y	94,00
Víčko na stojánek UniRack	čirá		U501800	65,00

Každý stojánek dodáváme se dvěma bočními držadly a dvěma spojkami