

PDF vygenerováno: 13.12.2018 18:21:28

Katalog / Laboratorní přístroje / Teploměry

Teploměr/vlhkoměr digitální se dvěma teplotními čidly

Přístroj pro současné měření vnitřní a vnější teploty a vnitřní relativní vlhkosti vzduchu

- Integrované hodiny
- Paměť pro minimální a maximální teplotu
- Možnost postavit na stůl nebo pověsit na zeď
- Displej zobrazující současně vlhkost, teplotu a čas
- Alarm při poklesu vnější teploty pod bod mrazu
- Odpojitelný kabel s vnějším teplotním čidlem
- Možnost registrace denních teplotních minim a maxim



Rozsah teplot (vnitřní/vnější)	0 až 50 °C/-50 až +70 °C
Rozsah relativní vlhkosti	20 až 99 %
Rozlišení	0,1 °C, 1 % RH
Přesnost měření teploty	±1,0 °C
Přesnost měření vlhkosti	±3 % RH
Délka odpojitelného kabelu pro čidlo vnější teploty	3 m
Napájení	1,5 V baterie Mikro
Rozměry (d x š x v)	110 x 98 x 21 mm
Hmotnost	195 g

Popis	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
Digitální teploměr/vlhkoměr s velkým displejem	I190221	783,00