

PDF vygenerováno: 18.2.2019 11:00:26

Katalog / Laboratorní plastik / Petriho misky a očkovací kličky

## Petriho miska standardní

Kulatá bakteriologická miska se třemi výstupky ve víčku

- Asepticky vyráběná
- Výstupky zajišťují výměnu vzduchu uvnitř misky



Materiál	PS
----------	----

Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
60	8	20	K300360.1	42,00
		25 × 20	K300360.2	955,00
90	15	20	K000358.1	46,00
		25 × 20	K000358.2	1 056,00
100	15	20	K100358.1	85,00
		23 × 20	K100358.2	1 904,00
150	15	20	K150358.1	182,00
		11 × 20	K150358.2	1 822,00