

PDF vygenerováno: 18.2.2019 10:48:47

Katalog / Laboratorní plastik / Mikrozukumavky

Mikrozukumavka (typ Eppendorf) UltraClear | SSI

Varná autoklávovatelná mikrozukumavka se stupnicí a připojeným víčkem

- Vysoce průhledné mikrozukumavky vyráběné v USA
- Ploché víčko umožňuje popis a jeho speciální konstrukce brání otevření ve vroucí lázni
- Bez RNáz, DNáz a endotoxinů



Materiál	medicinně čistý PP odpovídající požadavkům FDA
Teplotní rozsah	-90 až +121 °C
Maximální přetížení	20 000 až 35 000 × g (v závislosti na objemu a typu vzorku - max. hodnota není zaručena)

Objem (ml)	Barva	Balení (ks)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
0,5	čirá	1000	U343500.N	721,00
	červená		U343500.R	783,00
	modrá		U343500.M	783,00
	zelená		U343500.Z	783,00
	žlutá		U343500.Y	783,00
	oranžová		U343500.O	783,00
	hnědá		U343500.A	783,00
1,5	čirá	500	U344700.N	353,00
	červená		U344700.R	434,00
	modrá		U344700.M	434,00
	zelená		U344700.Z	434,00
	žlutá		U344700.Y	434,00
	oranžová		U344700.O	434,00
	hnědá		U344700.A	434,00
2,0	čirá	500	U346500.N	425,00
	červená		U346500.R	500,00
	modrá		U346500.M	500,00

Z, U	zelená		U346500.Z	500,00
	žlutá		U346500.Y	500,00
	oranžová		U346500.O	500,00
	hnědá		U346500.A	500,00