

PDF vygenerováno: 12.12.2019 17:29:06

Katalog / Pipetování a dávkování / Pipetovací nástavce

## Pipetovací nástavec Profiller elektro 447 | SOCOREX

Lehký akumulátorový pipetovací nástavec pro pohodlné pipetování skleněnými a plastovými pipetami

- Univerzální silikonový adaptér pro pipety do 100 ml
- Přepínač pro vyfukování nebo gravitační vypouštění a přepínač pro rychlé nebo pomalé nasávání a vypouštění
- Rychlost nasávání a vypouštění v rámci zvoleného rozsahu lze regulovat tlakem na ovládací knoflíky
- Displej s ukazatelem zvoleného pracovního režimu a stavu nabití NiMH akumulátorů
- Přístrojová zástrčka umožňuje nabíjet pipetovací nástavec i během používání
- Membránový hydrofobní PTFE filtr 0,2 µm nebo 0,45 µm
- Stabilní nabíjecí stojánek pro postavení na stůl s třemi přísavkami nebo držák pro pověšení na zeď
- Baterie lze v případě potřeby snadno vyměnit



Pracovní teplota	10 až 35 °C
Maximální rychlost nasávání	25 ml za 3 vteřiny
Napájení	3 AAA NiMH 1,2 V akumulátorová baterie
Doba nabíjení	7 - 8 hod z vybitého stavu do plného nabití
Životnost baterií	cca 1 000 nabíjecích cyklů
Hmotnost	180 g

Popis	Balení (ks)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
Pipetovací nástavec Profiller elektro 447	1	S447100	5 810,00
Náhradní nabíjecí stojánek (bez síťového zdroje)		S320947	1 010,00
Náhradní držák na zeď		S320447	300,00
Membránový PTFE filtr 0,2 µm	5	S322407	382,00
Membránový PTFE filtr 0,45 µm		S322447	382,00
Náhradní silikonový adaptér pro pipety	1	S144701	601,00
Náhradní kónus		S144702	191,00
Náhradní síťový zdroj		S900947	1 365,00

Pipetovací nástavec Profiller elektro 447 dodáváme s akumulátory, nabíječkou baterie, 0,2 µm a 0,45 µm PTFE filtrem, stojánkem na stůl a držákem na zavěšení na zeď.