

PDF vygenerováno: 20.2.2019 20:46:35

Katalog / Laboratorní plastik / Mikrotitrační a PCR destičky / PCR destičky

PCR destička UltraFlux[®] s polovičním rámečkem | SSI

96jamková "Semi-Skirted" standardní 0,35ml nebo "low profile" 0,2ml destička

- Univerzální destička použitelná ve většině PCR cyclerů pro standardní PCR a "real-time" qPCR
- Převýšený okraj okolo každé jamky destiček typu 3425 zaručuje dokonalé přilnutí uzavírací fólie
- Destička je uzavíratelná fólií nebo opakovaně použitelným pružným víčkem
- Stejněměrně tenká stěna zaručuje maximální, rychlý a rovnoměrný přenos tepla
- Neprůhledné stěny jamek bílé destičky zajišťují vysokou kvalitu a homogenitu fluorescenčního signálu
- Zmenšený objem jamek "low profile" destičky redukuje mrtvý objem a zvyšuje efektivitu PCR reakce
- Výrazný černý alfanumerický popis jamek a uříznutý roh pro snadnou orientaci



typ 3420 čirá



typ 3421 "Low profile"



typ 3425 čirá



typ 3425 bílá



typ 3426 čirá



typ 3450

Materiál	medicinně čistý PP odpovídající požadavkům FDA
Materiál bílých destiček	medicinně čistý PP probarvený oxidem titaničitým
Objem jamek standardních destiček	cca 350 µl
Objem jamek "low profile" destiček	cca 200 µl

Typ destičky	Typ jamek	Barva	Uříznutý roh	Balení (ks)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
3420	Standardní	čirá	A12	10	U340200.N	491,00
		modrá			U340200.M	792,00
		zelená			U340200.Z	792,00
		červená			U340200.R	792,00
		fialová			U340200.F	792,00
		žlutá			U340200.Y	792,00
		bílá			U340200.B	821,00

3421	"Low profile"	čirá	H1	10	U340210.N	375,00
		bílá			U340210.B	821,00
3425 ABI, převýšený okraj jamek	Standardní	bezbarvá	A12	10	U340250.N	773,00
		modrá			U340250.M	
		zelená			U340250.Z	
		červená			U340250.R	
		fialová			U340250.F	
		žlutá			U340250.Y	
		bílá			U340250.B	
3426 FAST	"Low profile"	čirá	A1	10	U340260.N	773,00
		bílá			U340260.B	821,00
3450	Standardní	čirá	A12	10	U340500.N	773,00
		modrá			U340500.M	792,00
		zelená			U340500.Z	792,00
		červená			U340500.R	792,00
		fialová			U340500.F	792,00
		žlutá			U340500.Y	792,00
		bílá			U340500.B	821,00