

PDF vygenerováno: 20.8.2018 19:04:51

Katalog / Laboratorní plastik / Pipety, příslušenství pro pipety

## Pasteurova pipeta PE

Pipeta vyfouknutá z jednoho kusu s orientační stupnicí


- Hromadné balení nesterilních pipet, sterilní pipety balené jednotlivě
- Typy 1 až 3 se zúženým koncem, typy 4 a 5 s kapilárním koncem



Pasteurova pipeta PE



Pasteurova pipeta PE typ 1



Pasteurova pipeta PE typ 1A



Pasteurova pipeta PE typ 2



Pipeta pasteurova typ 3



Pipeta pasteurova typ 4



Pipeta pasteurova typ 5

Materiál				PE	
Typ	Objem stonku (ml)	Objem balónku (ml)	Délka (mm)	Počet kapek/ml	Objem kapky (µl)
1	0,1	3,5	133	25	40
1A	0,3	0,9	63	25	40
2	1,0	3,5	153	25	40
3	3,0	3,5	153	50	20
4	1,7	3,3	145	50	20
5	1,0	3,0	153	50	20

Typ	Dělení	Sterilní			Nesterilní		
		Balení (ks)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)	Balení (ks)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
1	ne	500	K000329	1 348,00	500	K082335	410,00
1A		-	-	-		P420041	1 111,00
2	ano	500	K000330	1 348,00		K082336	410,00
3			K000334	1 348,00		K082337	410,00
4	ne	400	K084335	2 306,00		K088338	1 301,00
5			P210024	2 306,00		P210004	1 301,00