

PDF vygenerováno: 20.8.2018 19:04:02

Katalog / Pipetování a dávkování / Stříkačky a jehly

Injekční stříkačky sterilní umělohmotné

Pro dávkování malých objemů

- Jednotlivě balené stříkačky sterilizované ethylenoxidem
- Dobře odečitatelná černá nesmyvatelná stupnice
- Použití s filtračními nástavci



Stříkačka Injekt

Dvojdílné stříkačky s pístem z jednoho kusu

- Stříkačky bez mrtvého prostoru, žádná ztráta injektované kapaliny
- Barevný píst pro dobrou odečitatelnost stupnice



Stříkačka 1 ml se zakončením



Stříkačky se zakončením Luer



Stříkačky se zakončením Luer

Materiál	tělo PE, píst PP
----------	------------------

Objem (ml)	Dělení (ml)	Balení (ks)	Zakončení stříkačky			
			Luer		Luer lock	
			Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
1 (s jehlou)	0,01	100	R005321	428,00	-	-
1			R899931	338,00	-	-
2	0,1		R005621	107,00	I569521	615,00
5	0,2		R005721	149,00	I569621	735,00
10	0,5		R005821	215,00	I569721	840,00

20	1,0	R005921	372,00	I569821	1 237,00
----	-----	---------	--------	---------	----------

2stříkačky s příloženou jehlou

Stříkačka Omnifix

Třídílné stříkačky s těsněním pístu ze syntetického kaučuku

- Lehký chod pístu s dvojitým těsněním pro pomalou aspiraci a aplikaci bez bublinek
- Bezpečná zarážka pístu, bezproblémová aspirace až po maximální množství



Insulinové stříkačky s

Stříkačka 1 ml s příloženou

Stříkačky se zakončením Luer

Materiál	PP
----------	----

Objem (ml)	Dělení (ml)	Balení (ks)	Zakončení stříkačky			
			Luer (1)		Luer lock (2)	
			Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
1 (s jehlou) ¹	0,01	100	R915114	465,00	-	-
1 (s jehlou) ²			R005329	548,00	-	-
1			R899939	389,00	-	-
3	0,1		R005629	264,00	R354031	609,00
5	0,2		R353731	348,00	R354131	767,00
10	0,5		R353831	516,00	R354231	892,00
20	1,0		R353931	810,00	R353939	1 256,00
30			R616308	2 053,00	R617304	2 142,00
50			1	R616502	29,00	R617509

1insulinové stříkačky s inetegrovanou jehlou

2stříkačky s příloženou jehlou