

PDF vygenerováno: 21.8.2018 6:05:57

Katalog / Laboratorní pomůcky / Fólie a alobaly

## Parafilm M

Klasická transparentní termoplastická krycí fólie pro použití v laboratoři



Parafilm M

Materiál	polyolefiny a parafinové vosky, bez obsahu změkčujících látek
Použitelnost	v rozsahu teplot -45 až +50 °C
Bod tání	60 °C
Propustnost pro vodní páry	3-4 g / m <sup>2</sup> za 24 hod při 37 °C a 90% RH

Rozměry	Balení (ks)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
10 cm x 38 m	1	P701611	763,00
5 cm x 75 m		P701605	779,00
10 cm x 75 m		P701606	1 473,00