

PDF vygenerováno: 20.8.2018 19:00:08

Katalog / Laboratorní pomůcky / Štítky a pásy

Páska popisovací samolepicí



Teplotní odolnost	min -73 °C, max +257 °C 30 min, +80 °C 24 hod
Délka	36,6 m
Průměr otvoru	76 mm
Materiál	Kraft papír, latexové lepidlo

Barva	Balení (ks)	Šířka 12,7 mm		Šířka 19 mm		Šířka 25,4 mm	
		Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
Bílá	1	A630005	270,00	A630075	358,00	A630010	449,00
Červená		A631005	270,00	A631075	358,00	A631010	449,00
Žlutá		A632005	270,00	A632075	358,00	A632010	449,00
Zelená		A633005	270,00	A633075	358,00	A633010	449,00
Modrá		A634005	270,00	A634075	358,00	A634010	449,00
Oranžová		A635005	270,00	A635075	358,00	A635010	449,00

Držák na popisovací pásy

Držák s odtrhací hranou a popisovací plochou pro několik pásek

- Držák s těžkou základovou deskou (model A) s protiskluznou úpravou pro postavení na stůl
- Ekonomický model B - držák bez desky, s otvory pro přišroubování na stůl
- Tři plastové disky oddělující jednotlivé role pásek pro snadné odvíjení



Držák pro přišroubování na stůl

Držák pro postavení na stůl

Průměr otvoru pásky	25 nebo 76 mm
Popisovací plocha	10,2 x 15,2 cm
Rozměry držáku	30 x 14 x 12 cm
Hmotnost - model A	2,3 kg
Hmotnost - model B	1,0 kg
Kapacita držáku	max. 4 pásky šíře 25 mm

Popis	Balení (ks)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
Držák pro postavení na stůl	1	A680000	3 672,00
Držák pro přišroubování na stůl		A680001	1 141,00
Plastové oddělovací disky	3	A680003	264,00

Držák se dodává se třemi plastovými disky v základním balení