

PDF vygenerováno: 19.2.2018 11:10:34

Katalog / Laboratorní pomůcky / Štítky a pásky

## Páska popisovací samolepicí



|                   |   |
|-------------------|---|
| Teplotní odolnost | min -73 °C, max +257 °C 30 min, +80 °C 24 hod |
| Délka             | 36,6 m  |
| Průměr otvoru     | 76 mm   |
| Materiál          | Kraft papír, latexové lepidlo                 |

| Barva    | Balení (ks) | Šířka 12,7 mm |                   | Šířka 19 mm |                   | Šířka 25,4 mm |                   |
|----------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|          |             | Kat. č.       | Cena (Kč bez DPH) | Kat. č.     | Cena (Kč bez DPH) | Kat. č.       | Cena (Kč bez DPH) |
| Bílá     | 1           | A630005       | 270,00            | A630075     | 358,00            | A630010       | 449,00            |
| Červená  |             | A631005       | 270,00            | A631075     | 358,00            | A631010       | 449,00            |
| Žlutá    |             | A632005       | 270,00            | A632075     | 358,00            | A632010       | 449,00            |
| Zelená   |             | A633005       | 270,00            | A633075     | 358,00            | A633010       | 449,00            |
| Modrá    |             | A634005       | 270,00            | A634075     | 358,00            | A634010       | 449,00            |
| Oranžová |             | A635005       | 270,00            | A635075     | 358,00            | A635010       | 449,00            |

## Držák na popisovací pásky

Držák s odtrhací hranou a popisovací plochou pro několik pásek

- Držák s těžkou základovou deskou (model A) s protiskluznou úpravou pro postavení na stůl
- Ekonomický model B - držák bez desky, s otvory pro přišroubování na stůl
- Tři plastové disky oddělující jednotlivé role pásek pro snadné odvíjení



Držák pro přišroubování na stůl

Držák pro postavení na stůl

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Průměr otvoru pásky | 25 nebo 76 mm           |
| Popisovací plocha   | 10,2 x 15,2 cm          |
| Rozměry držáku      | 30 x 14 x 12 cm         |
| Hmotnost - model A  | 2,3 kg                  |
| Hmotnost - model B  | 1,0 kg                  |
| Kapacita držáku     | max. 4 pásky šíře 25 mm |

| Popis                           | Balení (ks) | Kat. č. | Cena (Kč bez DPH) |
|---------------------------------|-------------|---------|-------------------|
| Držák pro postavení na stůl     | 1           | A680000 | 3 672,00          |
| Držák pro přišroubování na stůl |             | A680001 | 1 141,00          |
| Plastové oddělovací disky       | 3           | A680003 | 264,00            |

Držák se dodává se třemi plastovými disky v základním balení