

PDF vygenerováno: 4.7.2020 16:32:47

Katalog / Bezpečnost a ochranné prostředky / Rukavice / Rukavice jednorázové

Rukavice vyšetřovací nitrilové SEMPERCARE® nitrile skin²

Bezlatexové jednorázové vyšetřovací rukavice

- Je nám to líto, ale tento produkt máme jen v omezeném množství, a tak jej v současné situaci dodáváme jen těm, kteří si jej od nás objednávají pravidelně a jen omezeně dle výše jejich standardních objednávek
- Novým odběratelům, ač nám to není milé, se může stát, že tento produkt buď nedodáme v plně objednané výši nebo vůbec. Zásobování je omezené a dodávky musíme pečlivě plánovat. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
- Pravolevé rukavice se zdrsňenými konečky prstů
- Dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) podle směrnice pro OOP 89/686/EHS a podle EN 420
- Zakončené srolovaným lemem
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu, jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. typu
- Elastické a perfektně anatomicky tvarované pro vysokou citlivost rukou při práci
- Vhodné pro styk s potravinami
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!



Materiál	Nitrilový kaučuk (NBR)
Délka (mm)	240
Nepropustnost podle EN 455-1	AQL 1,5
Pevnost podle EN 455-2	≥ 6 N
Chemická odolnost podle EN 374	Level 6*- 40% hydroxid sodný, 10% kyselina chlorovodíková, level 1 - 20% etanol, 70% isopropylalkohol
Barva	modrá

Velikost	Balení (ks)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)	Balení (ks)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
XS	200	L933005.1	361,00	10x200	L933005.2	3 278,00
S		L933001.1	361,00		L933001.2	3 278,00
M		L933002.1	361,00		L933002.2	3 278,00
L		L933003.1	361,00		L933003.2	3 278,00
XL	180	L933004.1	361,00	10x180	L933004.2	3 278,00

*Level 6 - kontakt >480 min., level 1 - kontakt >10 min.