


PDF vygenerováno: 20.8.2018 19:01:30

Katalog / Laboratorní sklo a porcelán / Láhve a lahvičky / Láhve se šroubovacím uzávěrem / Laboratorní láhve se závitem

## Láhve se šroubovacím uzávěrem | DURAN®

Láhve s PP nebo PBT uzávěrem

- Láhev včetně modrého uzávěru a vylévacího kroužku z PP je možné autoklávkovat (max 140 °C)
- Červený uzávěr z PBT a vylévací kroužek z ETFE umožňují sterilizaci za horka (max 180 °C)
- Chemicky odolná barva stupnice s dlouhodobou životností nemá vliv na vlastnosti skla
- Při sterilizaci je nutné nechat uzávěr povolený - zašroubovaný maximálně otočením o jeden závit!




Čirá laboratorní lahve DURAN®



10ml čirá laboratorní láhev se



1000ml čirá laboratorní láhev



3500ml čirá laboratorní láhev



20 000ml čirá laboratorní láhev

Materiál	borosilikátové sklo DURAN®
----------	----------------------------

Objem (ml)	Ø x v (mm)	GL	Balení (ks)	PP uzávěr		PBT uzávěr	
				Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
10	36 x 50	25	1	L307010	262,00	L307011	282,00
25	36 x 70			L300025	208,00	L300026	230,00
50	46 x 87	32		L300050	223,00	L300051	307,00
100	56 x 100	45		L300100	191,00	L300101	343,00
150	62 x 110			L300150	205,00	L300151	359,00
250	70 x 138			L300250	217,00	L300251	367,00
500	86 x 176			L300500	265,00	L300501	421,00
750	95 x 203			L300750	329,00	L300751	488,00
1 000	101 x 225			L301000	376,00	L301001	544,00
2 000	136 x 262			L302000	822,00	L302001	966,00
3 500	160 x 295		L303500	2 556,00	L303501	2 490,00	

5 000	186 x 335			L305000	3 509,00	L305001	3 670,00
10 000	234 x 410			L310000	5 684,00	L310001	5 626,00
20 000	300 x 505			L320000	12 383,00	L320001	12 580,00