


PDF vygenerováno: 19.2.2018 11:14:57

Katalog / Laboratorní sklo a porcelán / Láhve a lahvičky / Láhve se šroubovacím uzávěrem / Laboratorní láhve se závitem

Láhev se šroubovacím uzávěrem | DURAN®

Láhev s PP nebo PBT uzávěrem

- Láhev včetně modrého uzávěru a vylévacího kroužku z PP je možné autoklávkovat (max 140 °C)
- Červený uzávěr z PBT a vylévací kroužek z ETFE umožňují sterilizaci za horka (max 180 °C)
- Chemicky odolná barva stupnice s dlouhodobou životností nemá vliv na vlastnosti skla
- Při sterilizaci je nutné nechat uzávěr povolený - zašroubovaný maximálně otočením o jeden závit!



Materiál borosilikátové sklo DURAN®

Objem (ml)	Ø x v (mm)	GL	Balení (ks)	PP uzávěr		PBT uzávěr	
				Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
10	36 x 50	25	1	L307010	264,00	L307011	282,00
25	36 x 70			L300025	211,00	L300026	230,00
50	46 x 87			L300050	224,00	L300051	307,00
100	56 x 100	L300100		192,00	L300101	343,00	
150	62 x 110	L300150		206,00	L300151	359,00	
250	70 x 138	L300250		216,00	L300251	367,00	
500	86 x 176	L300500		271,00	L300501	421,00	
750	95 x 203	L300750		333,00	L300751	488,00	
1 000	101 x 225	45		L301000	373,00	L301001	544,00
2 000	136 x 262			L302000	818,00	L302001	966,00
3 500	160 x 295		L303500	2 580,00	L303501	2 733,00	

5 000	186 x 335			L305000	3 540,00	L305001	3 670,00
10 000	234 x 410			L310000	5 760,00	L310001	5 890,00
20 000	300 x 505			L320000	12 480,00	L320001	12 580,00