

PDF vygenerováno: 21.5.2018 20:33:39

Katalog / Laboratorní sklo a porcelán / Skla podložní, krycí a hodinová, počítací komůrky

## Sklo podložní standardní

Myté podložní sklo určené k přímému použití

- Zabroušené hrany pod úhlem 90° pro snížení rizika pořezání



Materiál	sodnodraselné sklo
Tloušťka	1 mm
Rozměry	26 x 76 mm

Popis	Balení (ks)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
Skla podložní řezaná	50	L762601.1	27,00
Skla podložní řezaná s matným okrajem		H829101	59,00
Skla podložní zabroušená 90&deg		H820101	107,00
Skla podložní zabroušená 90&deg s matným okrajem		H821911	99,00