

PDF vygenerováno: 11.12.2018 12:14:39

 Katalog / Laboratorní sklo a porcelán / **Exsikátory**

Exsikátor skleněný


Exsikátor s plastovým hmatníkem, skleněným kohoutem ve víku a porcelánovou deskou



Materiál		borosilikátové sklo 3.3			
Typ exsikátoru	Vnější Ø (mm)	Ø porcelánové desky (mm)	Balení (ks)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)
100	145	90	1	B352048	1 606,00
150	210	140		B352052	2 288,00
200	269	189		B352054	3 509,00
250	329	241		B352055	3 872,00
300	392	290		B352056	4 917,00

Deska porcelánová do exsikátorů

Náhradní porcelánová deska



Balení		1 ks			
Typ exsikátoru	Ø desky (mm)	Balení (ks)	Kat. č.	Cena (Kč bez DPH)	
100	90	1	B350091	124,00	
150	140		B350092	179,00	

200	189		B350093	315,00
250	241		B350094	446,00
300	290		B350096	481,00