

1,2 - Dichlorethan

1,2 - Dichloroethane

Ethylenchlorid

$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$

$\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$

M_r 98,96

CAS: 107-06-2

EINECS: 203-458-1

28840

p.a. / A.G.

Obsah / Assay.....	min. 99,0%
Netěkavé látky / Non volatile subst.	max. 0,002%
H_2O / Water	max. 0,05%
Volné kyseliny / Free acids (as HCl).....	max. 0,001%
Bod varu / Boiling point	82-84 °C
d_4^{20}	1,253 g/cm ³
n_D^{20}	1,444
Bod vzplanutí / Flash point	13 °C

28830

čistý / pure

Obsah / Assay.....	min. 98,5%
Netěkavé látky / Non volatile subst.	max. 0,005%
Bod varu / Boiling point	82-84 °C
d_4^{20}	1,253 g/cm ³
n_D^{20}	1,445
Bod vzplanutí / Flash point	13 °C

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS / Classification according to 67/548/EHS



R 45-11-22-36/37/38
S 53-45

Vysoce hořlavý

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 225, 302, 315, 319, 335, 350
P 201, 210, 261, 305+351+338, 308+313
Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Danger

Klasifikace podle ADR/RID / Classification according to ADR/RID

ADR/RID: 3/ FT1/ II
UN 1184