

1- Naftylamin

1-Naphtylamine

1-aminonaftalen

$C_{10}H_7NH_2$

$C_{10}H_9N$

M_r 143,19

CAS: 134-32-7

EINECS: 205-138-7

29000

p.a. / A.G.

Obsah / Assay min. 99,0%

Teplota tání / Melting point 47 - 50°C

Těžké kovy / Heavy metals (Pb).....max. 0,001%

30350

Čistý / pure

Teplota tání / Melting point 47 - 50°C

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS / Classification according to 67/548/EHS



Zdraví škodlivý



Nebezpečný pro
životní prostředí

R 22-51/53

S 2-24-61

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 302, 350, 411

P 201, 273, 308+310

Signální slovo: Varování / Signal word: Warning □

Klasifikace podle ADR/RID / Classification according to ADR/RID

ADR/RID: 6.1/ PG III

UN 2077