

2,2'-Dipyridyl

2,2'-Dipyridyl

2,2'-Bipyridyl

$C_{10}H_8N_2$

M_r 156,19

CAS: 366-18-7

EINECS: 206-674-4

29050

p.a. / A.G.

Obsah / Assay min. 99,0%

Teplota tání / Melting point 69-71 °C

Popel / Ash max. 0,05%

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS / Classification according to 67/548/EHS



Toxický

R 21-25

S 22-36/37-45

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 301, 312

P 261, 301+310

Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Danger

Klasifikace podle ADR/RID / Classification according to ADR/RID

ADR/RID: 6.1/ T2/ III

UN 2811