

n - Butylester kyseliny octové

Butyl acetate

Octan butylnatý, butylacetát

$\text{CH}_3\text{COO}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$

M_r 116,16

CAS: 123-86-4

EINECS: 204-658-1

22170

p.a. / A.G.

Obsah / Assay..... min. 99,0%
 H_2O / Water max. 0,1%
Netěkavé látky / Non volatile subst. max. 0,001%
Vonné kyseliny / Free acids (as CH_3COOH)..... max. 0,01%
Bod varu / Boiling point 123,5-127,5 °C
 d_4^{20} 0,881 g/cm³
 n_D^{20} 1,394
Bod vzplanutí / Flash point 22°C

22160

Čistý / pure

Obsah / Assay..... min. 98,5%
 H_2O / Water max. 0,2%
Bod varu / Boiling point 123-128 °C
 d_4^{20} 0,881 g/cm³
 n_D^{20} 1,394
Bod vzplanutí / Flash point 22°C

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS / Classification according to 67/548/EHS

R 10-66-67

S (2)-25

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 226, 336

P 261

Signální slovo: Varování / Signal word: Warning

Klasifikace podle ADR/RID / Classification according to ADR/RID

ADR/RID: 3/ F1/ II

UN 1123