

Chlorid amonný

Ammonium chloride

NH₄Cl

M_r 53,49

CAS: 12125-02-9

EINECS: 235-186-4

16050

p.a. / A.G.

Obsah / Assay..... min. 99,5%
pH (5% v H₂O) 4,5 - 5,5
Ztráta sušením / Loss on drying max. 0,5%
SO₄²⁻ max. 0,005%
Fe max. 0,005%
Těžké kovy / Heavy metals (Pb)..... max. 0,005%

16040

čistý / pure

Obsah / Assay..... min. 99,0%
pH (5% v H₂O) 4,5 - 6,0

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS / Classification according to 67/548/EHS



Zdraví škodlivý

R 22-36
S (2)-22

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 302, 319
P 261, 305+351+338
Signální slovo: Varování / Signal word: Warning