

Dusičnan hořečnatý hexahydrát**Magnesium nitrate hexahydrate** $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ M_r 256,41

CAS: 13446-18-9

EINECS: 233-826-7

13020**p.a. / A.G.**

Obsah / Assay..... min. 99,0%
pH (5%, 20 °C) 5,0 - 7,0
 Cl^- max. 0,001%
 SO_4^{2-} max. 0,005%
Fe max. 0,001%
Těžké kovy / Heavy metals (Pb)..... max. 0,001%

13010**čistý / pure**

Obsah / Assay..... min. 99,0%

39860**≥99%**

Obsah / Assay..... min. 99,0%
pH (5%, 20 °C) 5,0 - 7,0
 Cl^- max. 0,01%
 SO_4^{2-} max. 0,05%
Fe max. 0,001%
Těžké kovy / Heavy metals (Pb)..... max. 0,001%

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 319

P 305+351+338

Signální slovo: Varování / Signal word: Warning

Klasifikace podle ADR/RID / Classification according to ADR/RID

ADR/RID: 5.1/ O2/ III

UN 1474