

Dusičnan nikelnatý hexahydrát

Nickel(II) nitrate hexahydrate

$\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

M_r 290,81

CAS: 13478-00-7

EINECS: 236-068-5

13160

p.a. / A.G.

Obsah / Assay.....min. 99,0%
 Cl^- max. 0,005%
 SO_4^{2-} max. 0,005%
Comax. 0,005%

13150

čistý / pure

Obsah / Assay.....min. 98,0%

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS / Classification according to 67/548/EHS



Oxidující



R 45-8-22-43

S (1/2)-17-53-36/37-45

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 272, 350i, 341, 360D, 332, 302, 372, 334,
315, 317, 318, 410

P 201, 273, 281, 221, 308+313

Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Danger

Klasifikace podle ADR/RID / Classification according to ADR/RID

ADR/RID: 5.1/ O2/ III

UN 2725