

Dusičnan železitý nonahydrát

Ferric nitrate nonahydrate

$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$

M_r 404,00

CAS: 7782-61-8

EINECS: 233-899-5

13370

p.a. / A.G.

Obsah / Assay.....	min. 98,0%
Cl^-	max. 0,005%
SO_4^{2-}	max. 0,005%
Pb	max. 0,001%

13380

čistý / pure

Obsah / Assay.....	min. 97,0%
--------------------	------------

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS / Classification according to 67/548/EHS



Oxidující



Dráždivý

R 8-36/37/38
S (2)-17-26-36

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 272, 315, 319, 335
P 220, 280, 305+351+338

Signální slovo: Varování / Signal word: Warning

Klasifikace podle ADR/RID / Classification according to ADR/RID

ADR/RID: 5.1/ O2/ III
UN 1466