

Hydroxid sodný

Sodium hydroxide

NaOH

M_r 40,00

CAS: 1310-73-2

EINECS: 215-185-5

15760

p.a./ A.G.

Obsah / Assay.....	min. 98,0%
Na ₂ CO ₃	max. 1,5%
Cl ⁻	max. 0,002%
SO ₄ ²⁻	max. 0,003%
SiO ₂	max. 0,005%
Fe	max. 0,001%
Těžké kovy / Heavy metals (Ag).....	max. 0,001%
N celkový / N total	max. 0,0005%

15740

čistý / pure

Obsah / Assay.....	min. 97,0%
Na ₂ CO ₃	max. 1,5%
Cl ⁻	max. 0,008%
SO ₄ ²⁻	max. 0,003%
SiO ₂	max. 0,01%
N celkový / N total	max. 0,001%

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS / Classification according to 67/548/EHS



Žiravý

R 35
S (1/2)-26-37/39-45

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 314, 290
P 280, 310, 305+351+338
Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Danger

Klasifikace podle ADR/RID / Classification according to ADR/RID

ADR/RID: 8/ C6/ II
UN 1823