

Kyselina trichloroctová

Trichloroacetic acid

Cl_3CCOOH

$\text{C}_2\text{HCl}_3\text{O}_2$

M_r 163,39

CAS: 76-03-9

EINECS: 200-927-2

20720

p.a. / A.G.

Obsah / Assay..... min. 99,5%
Síranový popel / Sulphated ash max. 0,03%
 Cl^- max. 0,003%
 SO_4^{2-} max. 0,03%
Fe max. 0,0005%
Těžké kovy / Heavy metals (Pb)..... max. 0,0005%
Teplota tání / Melting point 54-58 °C

20700

čistý / pure

Obsah / Assay..... min. 99,0%

37970

ACS

Obsah / Assay..... min. 99,0%
Vzhled roztoku / Clarity of solution..... čistý a bezbarvý/ clear and colorless
Nerozpustné látky / Insoluble matter..... max. 0,01%
Zbytek po žíhání / Residue after ignition max. 0,03%
 Cl^- max. 0,002%
 NO_3^- max. 0,002%
 PO_4^{3-} max. 0,0005%
 SO_4^{2-} max. 0,02%
Fe max. 0,001%
Těžké kovy / Heavy metals (Pb)..... max. 0,002%
Látky tmavnoucí s H_2SO_4 / Substances darkened by H_2SO_4 vyhovuje testu / passes test
Teplota tání / Melting point 57-58 °C

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 314, 410

P 273, 280, 305+351+338, 301+330+331, 310

Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Danger

Klasifikace podle ADR/RID / Classification according to ADR/RID

ADR/RID: 8/ C4/ II

UN 1839