

N-(1-Naftyl)ethylendiamin dihydrochlorid

N-(1-Naphtyl)ethylenediamine
dihydrochlorid

Činidlo Bratton-Mashalovo

$C_{10}H_7NHCH_2CH_2NH_2 \cdot 2HCl$

$C_{12}H_{14}N_2 \cdot 2HCl$

M_r 259,18

CAS: 1465-25-4

EINECS: 215-981-2

21930

p.a. / G.R.

Obsah (v sušině) / Assay (on dried substance)..... min. 97,0%

H₂O / Water (Karl Fischer)..... max. 5,0%

IČ spektrum / IR spectrum..... vyhovuje

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS / Classification according to 67/548/EHS



Dráždivý

R 36/37/38

S (2)-26-36

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 315, 319, 335

P 261, 305+351+338

Signální slovo: Varování / Signal word: Warning □