

Nitrobenzen

Nitrobenzene

$C_6H_5NO_2$

M_r 123,11

CAS: 98-95-3

EINECS: 202-716-0

22390

p.a. / A.G.

Obsah / Assay	min. 99,0%
Teplota tání / Melting point	5-7°C
Bod varu / Boiling point	210-211°C
Kyselost / Acidity (as HNO_3)	max. 0,005%
d_4^{20}	1,203 g/cm ³
n_D^{20}	1,552

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS / Classification according to 67/548/EHS



Toxický



Nebezpečný pro
životní prostředí

R 23/24/25-40-48/23/24-51/53-62

S (1/2)-28-36/37-45-61

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 351, 360F, 331, 311, 301, 372, 412

P 201, 280, 301+310, 302+352, 304+341, 314

Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Danger

Klasifikace podle ADR/RID / Classification according to ADR/RID

ADR/RID: 6.1/ T1/ II

UN 1662