

Oxid hořečnatý těžký

Magnesium oxide heavy

MgO

M_r 40,31

CAS: 1309-48-4

EINECS: 215-171-9

23200

p.a. / A.G.

Obsah (ve vyžíhané l.) / Assay (based on calc.subst.)..... min. 98,0%

Ztráta žháním / Loss on ignition (at 900°C)..... max.5,0%

Cl⁻ max. 0,1%

SO₄²⁻ max. 0,5%

Ca max. 0,5%

Fe max. 0,05%

Těžké kovy / Heavy metals (Pb)..... max. 0,001%