

Rhodamin B

Rhodamine B

Tetraethylrhodamin

$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$

M_r 479,02

CAS: 81-88-9

EINECS: 201-383-9

24800

indikátor / indicator

C.I.No	45170
Vzhled	zelený prášek
Rozpustnost	vyhovuje

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS / Classification according to 67/548/EHS



Zdraví škodlivý

R 22-41
S (2)-26-39

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 302, 318
P 280, 305+351+338
Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Danger