

VULKAN-Medical,a.s.

Technická specifikace

Vyšetřovací rukavice nitrilové –MODRÉ, celozdrsněné, bezprašné

SPEC./VEL.		X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	XL-LARGE
šířka dlaně	(mm)	80 ±5	85 ±5	95 ±5	105 ±5	115 ±5
celková délka	(mm)	250 ±10	250 ±10	250 ±10	250 ±10	250 ±10
tloušťka: dlaň	(mm)	0.070 - 0.110				
tloušťka: prst	(mm)	0.070 - 0.110				
váha	(gm/pc)	3.7±0.3	4.0±0.3	4.2±0.3	4.5±0.3	4.8±0.3
DÉLKA PRSTŮ						
palec	(mm)	50±2	55±2	58±2	60±2	62±2
ukazováček	(mm)	63±2	65±2	72±2	73±2	75±2
prostředníček	(mm)	74±2	78±2	83±2	84±2	90±2
prsteníček	(mm)	65±2	71±2	74±2	75±2	80±2
malíček	(mm)	48±2	53±2	56±2	58±2	62±2
síla přetržení	(Mpa)	14.0 min.				
tažnost	(%)	500 min.				
AQL kontrola		AQL 1.5 / 2.5 / 4.0				

Normy kvality: 93/42/EEC tř.I, EN 455 1-3, EN 420, EN 420, EN 374, ASTM 1671, ASTM 6978-05