

# Síran amonno-hlinitý dodekahydrát

Ammonium aluminum sulfate  
dodecahydrate

$\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

$M_r$  453,33

CAS: 7784-26-1

EINECS: 232-055-3

25360

## p.a. / A.G.

Obsah / Assay..... min. 99,0%  
 $\text{Cl}^-$  ..... max. 0,005%  
Fe ..... max. 0,005%  
Těžké kovy / Heavy metals (Pb)..... max. 0,005%  
pH (0,1 M v  $\text{H}_2\text{O}$ , 25°C) ..... 3,0-4,5

25350

## Čistý / pure

Obsah / Assay..... min. 99,0%

S: 22-24/25