

Síran diamonno-železnatý hexahydrát

Ammonium iron(II) sulfate
hexahydrate

Mohrova sůl, síran amonno-železnatý hexahydrát

$(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

M_r 392,14

CAS: 7783-85-9

EINECS: 233-151-8

25960

p.a. / A.G.

Obsah / Assay..... min. 99,5%
Látky nerozp. v H_2O / Subst. insoluble in H_2O max. 0,005%
 Cl^- max. 0,005%
 Fe^{3+} max. 0,01%
Mn max. 0,05%
pH (5% v H_2O) 3,0-5,0

25950

čistý / pure

Obsah / Assay..... min. 99,0%
Látky nerozp. v H_2O / Subst. insoluble in H_2O max. 0,01%
 Fe^{3+} max. 0,02%

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS / Classification according to 67/548/EHS



Dráždivý

R 36/37/38
S 26-36

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 319, 335, 315
P 280, 305+351+338

Signální slovo: Varování / Signal word: Warning