

Síran železitý hydrát

Iron(III) sulfate hydrate

$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot \text{aq}$

M_r 399,88+aq

CAS: 15244-10-7

EINECS: 233-072-9

25920

p.a. / A.G.

Obsah Fe / Assay of Fe 21,0 - 23,0%
Cl⁻ max. 0,005%
Fe²⁺ max. 0,02%
Látky nerozp. v HCl / Subst. insoluble in HCl max. 0,01%

25910

čistý / pure

Obsah Fe / Assay of Fe 21,0 - 23,0%

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS / Classification according to 67/548/EHS



Zdraví škodlivý

R 22-36/37/38
S (2)-26

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 302, 319, 335
P 261, 305+351+338

Signální slovo: Varování / Signal word: Warning □