

Toluen

Toluene

C₆H₅CH₃

C₇H₈

M_r 92,14

CAS: 108-88-3

EINECS: 203-625-9

27530

p.a. / A.G.

Obsah / Assay..... min. 99,0%
Netěkavé látky / Non volatile subst. max. 0,002%
Celková síra / Total sulfur max. 0,003%
Teplota zakalení / Cloud temperature max. 10°C
d₄²⁰ 0,865-0,868 g/cm³
n_D²⁰ 1,497
Bod vzplanutí / Flash point 4°C

27520

čistý / pure

Obsah / Assay..... min. 99,0%

27550

pro UV-spektroskopii / for UV-spectroscopy

Obsah / Assay..... min. 99,6%
Netěkavé látky / Non volatile subst. max. 0,001%
H₂O / Water max. 0,01%
Transmittance / Transmittance 285 nm min. 10%
290 nm min. 50%
300 nm min. 80%
310 nm min. 90%
350 nm min. 99%

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS / Classification according to 67/548/EHS



R 11-38-48/20-63-65-67
S (2)-36/37-46-62

Vysoce hořlavý

Zdraví škodlivý

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 225, 361d, 304, 373, 315, 336
P 210, 261, 281, 301+310, 331

Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Danger

Klasifikace podle ADR/RID / Classification according to ADR/RID

ADR/RID: 3/ F1/ II
UN 1294