

Uhličitan draselný bezvodý

Potassium carbonate anhydrous

K_2CO_3

M_r 138,21

CAS: 584-08-7

EINECS: 209-529-3

27820

p.a. / A.G.

Obsah / Assay.....	min. 99,0%
Ztráta žháním / Loss on ignition (600 °C).....	max. 1,0%
Látky nerozp. v H_2O / Subst. insoluble in H_2O	max. 0,005%
Cl^-	max. 0,005%
SO_4^{2-}	max. 0,004%
Fe	max. 0,001%
Těžké kovy / Heavy metals (Pb).....	max. 0,001%

27810

čistý / pure

Obsah / Assay.....	min. 99,0%
--------------------	------------

12611

lékopisný / pharm.

Obsah / Assay.....	99,0-101,0%
Cl^-	max. 0,0125%
CO_3^{2-}	max. 0,025%
NH_4	max. 0,001%
As	max. 0,0002%
Ca	max. 0,01%
Těžké kovy / Heavy metals (Pb).....	max. 0,005%
Ztráta sušenin / Loss on drying (at 120°C)	max. 5,0%

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS / Classification according to 67/548/EHS



Zdraví škodlivý

R 22-36/37/38
S 22-26-28-46

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES



H 302, 319, 335, 315
P 302+352, 305+351+338
Signální slovo: Varování / Signal word: Warning