

Vinan disodný dihydrát

di-Sodium tartrate dihydrate

$\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

M_r 230,1

CAS: 6106-24-7

EINECS: 212-773-2

28260

p.a. / A.G.

Obsah / Assay..... min. 99,0%
Látky nerozp. v H_2O / Subst. insoluble in H_2O max. 0,005%
pH (5% v H_2O) 7,0-9,0
 Cl^- max. 0,005%
 SO_4^{2-} max. 0,01%
Fe max. 0,001%
Těžké kovy / Heavy metals (Pb)..... max. 0,001%