

1× PBS pufr bez Ca/Mg Roti®-CELL

CELLPURE® sterilní roztok **P**hosphate **B**uffered **S**aline

- Vyvážený roztok solí pro buněčné kultury
- Roztok PBS je hojně využíván v buněčných a tkáňových kulturách, například při ředění buněčných suspenzí před počítáním buněk; při promývání buněk, transfekci, pasážováním nebo transportem buněk/tkání



1× PBS Roti®-CELL bez Ca/Mg

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
CELLPURE® roztok PBS bez Ca/Mg, 1× koncentrovaný	500 ml	plast	R.9143.1
CELLPURE® roztok PBS bez Ca/Mg, 1× koncentrovaný	1 l	plast	R.9143.2