


100 bp DNA-marker ekvalizovaný

- Obsahuje 11 fragmentů o velikosti 100 - 1000 bp
- Využitelné pro cca 500 pruhů na minigelu / 100 µg
- Ideální pro analýzu fragmentů menších než 500 bp
- Intenzita jednotlivých pruhů je (díky nastavení množství DNA) porovnatelná (ekvalizovaná)
- Lyofilizováno, skladovat při teplotě -20 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	20 µg + pufr pro nanesení na gel	R.T833.1
pro elfo	4 x 20 µg + pufr pro nanesení na gel	R.T833.2