

AURAMIN O

C.I.41000, 4,4'-(dimethylamino]-benzofenonimidhydrochlorid, Basic Yellow 2


CAS: 2465-27-2

Vzorec: C₁₇H₂₂ClN₃

- Auramin O se používá k detekci acidorezistentních bakterií (např. mykobakterií) v histologických sekcích

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	303,84
Absorpční maximum:	431-433 nm
Excitační maximum:	460 nm
Emisní maximum:	550 nm
Bezp. věty (GHS):	H351-H302-H319-H411



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	25 g	sklo	R 03191
pro mikroskopii	50 g	sklo	R 03192